



## B-GM161 BT

<b>EN</b>	BLOOD GLUCOSE MONITOR User manual.....	1-41
<b>TH</b>	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด คู่มือการใช้งาน.....	44-84

CE 0197

# **EN BLOOD GLUCOSE MONITOR**

## **Contents**

Introduction	1
Important Safety information	2
Important Health-Related information	3
Limitations	4
Getting to know your system	5
Included in your kit	5
a. Meter	6
b. Test Strip	7
c. Lancing Device	8
d. Lancet	8
Setting up your meter	9
Setting the date and time	9
Setting low/high blood glucose alarm function	11
Setting the test reminder	12
Bluetooth connection	13
Testing your blood glucose	14
Preparing the lancing device	14
Blood Sampling	16
Testing	18
Interpreting unexpected test results	21
Memory and averages	23
Control solution testing	24
When to perform a control test	24
Performing a control test	25
Understanding out-of-range control test results	27
Maintenance	28
Replacing the battery	28
Meter maintenance	29
Troubleshooting	31
Technical information	34
Specifications	34
Disposing of the meter, test strips, lancets and batteries	36

Warranty	37
Traceability	37
Performance Characteristics	37
Symbol Index	40
Appendix	41

# **Introduction**

Thank you for choosing bluedot B-GM161 BT blood glucose monitor. Before you start testing, carefully read this Owner's Booklet.

## **Intended Use**

The bluedot Test Strips are used with the bluedot B-GM161 BT Blood Glucose Meter to quantitatively measure blood glucose with fresh capillary whole blood for self-testing. The blood glucose concentration of venous blood or neonatal blood measured by healthcare professionals.

The fresh capillary whole blood collected from fingertip. The system is intended for in vitro diagnostic home-use or by healthcare professional in a clinical setting as an aid to monitor the effectiveness of diabetes control. This system is not for use in the diagnosis of diabetes mellitus.

## **Test Principle**

The strip measures glucose by using amperometric technology employing a glucose dehydrogenase reaction. When whole blood or control solution is drawn into the tip of a test strip, glucose in the sample reacts with chemicals and produces an electrical current. The meter measures electrical current and calculates amount of glucose. The glucose result is displayed as a calculated plasma value.



Venous whole blood and neonatal blood samples collection and preparation should be obtained by healthcare professionals.

## **Important Safety information**

### **Warning**

- During normal testing, any blood glucose meter or lancing device may come in contact with blood. All parts of the kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases from blood-borne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfection.
- The meter and lancing device should never be used by more than one person. Do not share the meter and lancing device with anyone, including family members, due to the risk of infection from blood-borne pathogens.
- Cleaning and disinfecting the meter and lancing device destroys most, but not necessarily all, blood-borne pathogens.
- If the meter is being operated by a second person who is providing testing assistance to the user, the meter and lancing device should be cleaned and disinfected prior to use by the second person.
- Disinfect the meter and lancing device before allowing anyone else handles them. Do not allow anyone else to test with the meter or lancing device.
- It is important to keep the meter and lancing device clean and disinfected. Clean and disinfect the lancing device once per week to remove visible dirt or other material for safe handling and/or prior to disinfecting. For instructions on how to clean and disinfect the meter and lancing device, see Chapter Maintenance.
- Wash hands thoroughly before and after handling the meter, lancing device, or test strips.
- Choking hazard. Small parts included. Keep away from children.
- Strong electromagnetic fields may interfere with the proper operation of the meter. Do not use this meter close to sources of strong electromagnetic radiation.
- To avoid electrostatic discharge, do not use the meter in a very dry environment.

## **Important Health-Related information**

- Patients undergoing oxygen therapy may receive inaccurate results.
- Some people with diabetes do not experience symptoms of low blood sugar (hypoglycemia). Others, such as children or people who are unconscious or have certain disabilities, may not be able to communicate their symptoms to caregivers. For these reasons, do not change any treatment without first talking to your doctor.
- Run a control test when you think that your test result is incorrect. Running a control test lets you know that the meter and test strips are working properly.
- Do not change your treatment based on a single result that does not match how you feel or if you believe that your test result could be incorrect.

If your blood glucose result doesn't match how you feel and you have followed the instructions in this manual, follow your doctor's instructions, or call your doctor.

- Children should be taught how to use the meter and any other medical products appropriately
- Being severely dehydrated or losing a lot of water may give you false (low) test results. If you think you're suffering from dehydration, call your doctor right away.
- If you have followed all the instructions in this booklet and still have symptoms that don't seem to match your test results – or if you have questions – talk to your doctor.
- The system is designed for use with fresh capillary whole blood and or venous blood and or neonatal blood (venous whole blood and neonatal blood should be operated by healthcare professionals).
- Inaccurate test results may be obtained at high altitude more than about 3048 meters above sea level.
- Bluedot blood glucose test strip: more than 70% of the hematocrit ratio will affect the measurement results. Please contact your doctor to determine your hematocrit ratio.
- Some substances may cause false results with enzymatic tests.

## **Limitations**

The interference listed below have been tested and shown no apparent influence on results at the normal or higher therapy levels.

Substance	Concentration
Acetaminophen	1.11 mmol/L (20 mg/dL)
Bilirubin	2.22 mmol/L (40 mg/dL)
Creatinine	0.56 mmol/L (10 mg/dL)
Gentisic acid	1.25 mmol/L (22.5 mg/dL)
Haemoglobin	1111.11 mol/L (20000 mg/dL)
Ibuprofen	2.78 mmol/L (50 mg/dL)
L-Dopa	0.03 mmol/L (0.5 mg/dL)
Methyl-DOPA	0.22 mmol/L (4 mg/dL)
Tolbutamide	5.55 mmol/L (100 mg/dL)
Triglycerides	83.33 mmol/L (1500 mg/dL)
Xylose	2.78 mmol/L (50 mg/dL)
EDTA	11.11 mmol/L (200 mg/dL)
Ascorbic acid	0.17 mmol/L (3 mg/dL)
Cholesterol	27.78 mmol/L (500 mg/dL)
Dopamine	1.1 mmol/L (20 mg/dL)
Glutathione	2.17 mmol/L (39 mg/dL)
Heparin	500 IU/dL
Icodextrin	60.8 mmol/L (1094.4 mg/dL)
Maltose	555.56 mmol/L (10000 mg/dL)
Salicylate	3.33 mmol/L (60 mg/dL)
Tolazamide	0.56 mmol/L (10 mg/dL)
Uric acid	1.33 mmol/L (24 mg/dL)
Pralidoxime Iodide	0.83 mmol/L (15 mg/dL)
Galactose	0.83 mmol/L (15 mg/dL)

Other interfering substances in EN ISO 15197 : 2015 are not verified, it may also affect the test results.

# Getting to know your system

## Included in your kit

- a. Meter (battery included)
- b. Test Strips
- c. Lancing Device
- d. Sterile Lancet



a.



b.



c.




d.

## WARNING:




Keep the meter and testing supplies away from children. Small items such as the battery cover, batteries, test strips, lancets, protective covers of the lancets, and control solution are choking hazards.  
In-door glucose measurement is recommended.

## a. Meter



## Display



## b. Test Strip



Contact Bar: Insert it into strip port. Push it all the way until it goes no further.

Top Edge: Apply blood sample here

Confirmation Window: Sample checking area

Important: the meter should only be used with bluedot test strips.

Using other test strips with this meter can produce inaccurate results.

### Important Test Strip Information


- The system has an operating range of 5~45°C ( 41°F~113°F).
- Store the test strip package in a cool, dry place between 1°C~30°C (33.8°F~86°F).
- Use test strips only within the system operating temperature range.
- Keep away from direct sunlight or heat.
- With clean, dry hands, you may touch the test strip anywhere when removing it from the vial or inserting it into the meter.
- Do not use test strips beyond the expiration date. This may cause inaccurate results.
- Do not bend, cut, or alter test strips.




#### WARNING:

The contains drying agents that may be harmful if inhaled or swallowed and may cause skin or eye irritation.

### c. Lancing Device





### d. Lancet



# Setting up your meter

When using the meter for the first time, please set the parameters of the meter. With the meter off, press and hold the side DOWN button to enter setting mode.

## Setting the date and time



### 1) Set the year

Press and release the side UP button or side DOWN button to forward or backward one year until the correct year appears.

After the year is set, press button "M", the month figure is flashing automatically.

### 2) Set the month

Press and release the side UP button or side DOWN button to forward or backward one month until the correct month appears.

After the month is set, press button "M", the date figure is flashing automatically.

### 3) Set the date

Press and release the side UP button or side DOWN button to forward or backward one day until the correct date appears.

After the date is set, press button "M", the hour figure is flashing automatically.



- 4) Set the hour  
Press and release the side UP button or side DOWN button to forward or backward one hour until the correct hour appears. After the hour is set, press button "M", the minute figure is flashing automatically.





- 5) Set the minute  
Press and release the side UP button or side DOWN button to forward or backward one minute until the correct minute appears. After the minute is set, press button "M", the time format figure will appear.




OR

- 6) Set the time format  
The meter can display the time in either an AM/PM (12-hour) or a 24:00 (24-hour) format. Press and release side UP button or side DOWN button to select the format. With the preferred time format on the display, press button "M" to enter the low blood glucose alarm function setting.



OR

- 7) Set the measuring unit  
The meter can display test results in either milligrams per deciliter (mg/dL) or millimoles per liter (mmol/L). Press and hold both side UP button and side DOWN button for 5 seconds to select the preferred format. With the preferred measuring unit format on the display, press button "M" to enter the low blood glucose alarm function setting.






OR



OR



OR



OR



OR



OR



OR



## Setting low/high blood glucose alarm function

- 8) Set low blood glucose alarm function  
Press and release the side UP button or side DOWN button to select the low blood glucose alarm function.  
If select "On", press "M" button to enter low blood glucose value setting. If select "OFF", press "M" button to go on to high blood glucose alarm function setting.
- 9) Set low blood glucose alarm threshold  
Press and release the side UP button or side DOWN button to select one value. Press until the correct value appears. Press "M" button to enter high blood glucose alarm function setting.
- 10) Set high blood glucose alarm function  
Press and release the side UP button or side DOWN button to select the high blood glucose alarm function, if select "On", press "M" button to enter high blood glucose alarm concentration value setting. If select "OFF", press "M" button to go on to "Alarm clock" function setting.
- 11) Set high blood glucose alarm threshold  
Press and release the side UP button or side DOWN button to select one value. Press until the correct value appears. Press "M" button to enter "Alarm clock" function setting.



## Setting the test reminder

### 12) Set the alarm clock

The meter can set 6 alarms to remind you of the testing time.

Press the side UP button or the side DOWN button to select which alarm to set, press the "M" button to confirm the alarm you selected, press the side UP button or the side DOWN button to turn on/off the alarm clock. If it is on, press the M button to switch to the alarm clock.

For time setting, refer to steps 4 and 5. After setting, press "M" button to enter the next alarm setting until all alarm settings are completed. If the alarm is off, skip the current alarm setting.

Finally, press the "M" key to exit the setting mode.

In any setting stage of the setting mode, press and hold the "M" key for three seconds to directly shut down.

## **Bluetooth connection**

Bluetooth requirements

The Glucose Meter requires a bluetooth device with:

- Android 9.0 or later
- IOS 13.0 or later

And works with:

- iPhone, iPad
- Android Phones and Tablets

Using for the first time

- 1) Download the "Smart bluedot" Application from Google Play or Apple Store.
- 2) Open the App on your phone or tablet. If requested, you should enable Bluetooth on your device. You can enable Bluetooth under the setting menu on your device.
- 3) Create a new user login, or login with your existing user name and password.

When your Glucose Meter is connected successfully to your device the “” symbol stop flashing and keep showing. Refer to the quick guide for the Smart bluedot App for more information.


# Testing your blood glucose

## Preparing the lancing device




### Warning


- During normal testing, any blood glucose meter or lancing device may come in contact with blood. All parts of the kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases from blood-borne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfection.
- The meter and lancing device should never be used by more than one person. Do not share the meter and lancing device with anyone, including family members, due to the risk of infection from blood-borne pathogens.
- Cleaning and disinfecting the meter and lancing device destroys most, but not necessarily all, blood-borne pathogens.
- If the meter is being operated by a second person who is providing testing assistance to the user, the meter and lancing device should be cleaned and disinfected prior to use by the second person.
- Disinfect the meter and lancing device before allowing anyone else to handle them. Do not allow anyone else to test with the meter or lancing device.
- It is important to keep the meter and lancing device clean and disinfected. For instructions on how to clean and disinfect the meter and lancing device, see Chapter Maintenance.
- Wash hands thoroughly before and after handling the meter, lancing device, or test strips.
- You must not insert the lancet cap into the lancing device and simultaneously press the release button or hold the lancing device with the release button resting on a surface such as on the table. This could release the lancet and inadvertently cause injury.




- 1) Screw off the lancing device cover.




- 2) Insert a new lancet into the lancet carrier firmly.




- 3) Hold the lancet needle cover and gently twist it off the lancet.



- 4) Put on the lancing device cap. Avoid touching the trigger button.



- 5) Adjust the depth setting. The indication marks 9 levels of skin penetration. Switch the lancing device cap to the desired setting.




- 6) Hold the lancing device cover in one hand. Using the other hand, slowly pull the sliding barrel away from the lancing device cover. You will hear a click, indicating that the lancet carrier is locked into position. Release sliding barrel to return it to its original position.

## Blood Sampling




- 1) Wash your hands and the puncture site with an alcohol swab or soapy water. Rinse and dry thoroughly.







- 2) Position the end of the adjustable tip against the side of the finger. Press the trigger button, and then lift the lancing device away from the finger after the puncture is complete. Place the lancing device aside and wait a few seconds for a blood drop to form.
- 3) Gently squeeze your finger until you get a round drop of blood. Discard the first drop. Do not use, if the blood is smeared or running. Wipe the area and gently squeeze another drop of blood or puncture a new site.

Approximate size



## Using test strip



1. Open the foil Packet  
Hold the hold area and split.
2. Insert the test strip
3. Apply blood sample  
Touch the blood drop at the tip of the strip.
4. Apply sufficient blood  
Make sure reaction zoom is filled.


### **IMPORTANT:**

- Use only bluedot test strip.
- Make sure your meter and test strips are about the same temperature before you test.
- Testing must be done within the operating temperature range 5°C~45°C (41°F~113°F).

For the most accurate results, test at room temperature 20°C~25°C (68°F~77°F).

- Do Not open the test strip container until you are ready to remove a test strip and perform a test. Use the test strip immediately after removing it from the container.
- Do Not re-use a test strip that had blood or control solution applied to it. Test strips are for single use only.


## Testing



- 1) With meter off or in setting mode and memory mode, insert a test strip to enter into testing mode.

**Note:** If you do not start the test within three minutes, the meter will turn off. To restart your meter, take out the unused test strip and reinsert it into the meter.

**Important:** The meter should only be used with bluedot test strips. Using other test strips with this meter can produce inaccurate results.




- 2) System check screen  
The screen will briefly display all content to confirm that the display is working properly.

### Note:


- If appears, it indicates that the operating temperature is out of range. Place the system in room temperature for half hour. Then test again.
- If appears, it indicates that the battery is almost empty. Replace the battery now.



- 3) Pre/post meal marker settings  
Pre/post meal markers provide more details on the test results of your blood glucose before and after meals.  
Press and release the "M" button to select the meal marker function. Default is no marker.




- 4) When the blood drop symbol that you need flashes on the display screen. Your meter is now ready to apply blood sample.




- 5) Apply the sample  
Gently touch the channel to the edge of the blood drop.

Note:

- Discard the first drop of blood. Do Not smear or scrape the drop of blood with the test strip.
- Do Not apply more blood to the test strip after you have moved the drop of blood away.





- 6) Wait for the confirmation window to fill completely. The blood drop will be drawn into the narrow channel and the confirmation window should fill completely. When the confirmation window is full, this means you have applied enough blood. Now you can move the test strip away from the blood drop and wait for the meter to count down from 5 to 1 with 1 beep-sound indicating the end of test.



- 7) Read your result on the meter  
After the measurement is over, the meter will display the blood glucose level along with the unit of measure, the date and time of the test. Also, the test results will show a smiling face within the range or a crying face outside the range. Blood glucose results are automatically stored in the meter's memory.



- 8) Colorful indicator bar  
The colorful indicator bar displays a color representing your result value.  
Red/Green/Yellow bar represent Low/Normal/High value



- 9) Turn your meter off  
Push the eject button gently to automatically eject the test strip from the meter, or remove the test strip by hand, the meter will automatically shut down. Please handle the used test strip carefully.

## Interpreting unexpected test results


The meter can accurately measure blood glucose concentrations between 0.5 to 33.3 mmol/L (9 to 600 mg/dL)

Expected Blood Glucose Level [1, 2, 3 ]:

Time	Normal Blood Glucose Range
Before breakfast	3.9-5.8 mmol/L(70-105mg/dL)
Before lunch or supper	3.9-6.1 mmol/L(70-110mg/dL)
1 hour after meal	≤ 8.9 mmol/L (lower than 160 mg/dL)
2 hours after meal	≤ 6.7 mmol/L (lower than 120 mg/dL)
Between 2 am and 4 am	≥ 3.9 mmol/L (higher than 70 mg/dL)

Source: 1. Clin Chem 51, 2005:1573-1576;  
2. Stedmans Medical Dictionary, 27th Edition, 2000:2802;  
3. American Diabetes Association: Standard of Medical Care in Diabetes 2019, Vol.39.

Refer to the following cautions whenever your test results are lower or higher than what you expect.




- 1) Low glucose result  
If your test is lower than 0.5 mmol/L (9 mg/dL), Lo will appear on the meter display screen.

- Lo Reading with Symptoms

If you have a Lo reading and have symptoms such as weakness, sweating, nervousness, headache or confusion, then follow your doctor's recommendation to treat hypoglycemia.

- Lo Reading without Symptoms

If you get a Lo reading, but have no symptoms of low blood glucose, then retest with a new test strip on your fingers. If you still get a Lo reading, check with your doctor for a confirmation test prior to hypoglycemia treatment.



- 2) High glucose results

If your test is above 33.3 mmol/L (600 mg/dL), HI will appear on the display screen.

- HI Reading with Symptoms

If you feel symptoms such as fatigue, thirst, excess urination, or blurry vision, then follow your doctor's recommendation to treat hyperglycemia.

- HI Reading without Symptoms

If you get a HI reading, but have no symptoms of high blood glucose, then retest with a new test strip. If you still get a HI reading, check with your doctor for a confirmation test prior to hyperglycemia treatment.

- 3) Unusual hematocrit

- Too high (above 70%) hematocrit can cause inaccurate results. Please contact your doctor to determine your hematocrit ratio.

# Memory and averages

## Storing Blood glucose Test results

The meter automatically stores up to 1000 blood glucose test results with the time and date of the test and any test markers. Results can be reviewed at any time. Test results are stored from the newest to the oldest, so set the time and date correctly in the meter. Setting the correct time and date helps ensure appropriate interpretation of stored blood glucose results.


### 1) Enter Memory Mode

Start with the meter off (no test strip inserted). Press and release the "M" button to enter memory mode.



### 2) View previous memory in order

Short press the side UP button or side DOWN button to scroll forward or backward to all results. Your most recent result will display first.



**Note:** If there is no test result stored, the meter will display “- - -” for a few seconds then automatically turn off.

### 3) View 7-, 14-, 28-day average

Long-press the side UP button for 3 second to enter the average value display.

The first memory display screen you see is your 7-day average.

This average includes all the readings from the last period days.

**n** = indicates the number of results included in your average





4)

### **Delete all memory**

Long-press the side DOWN button approximately 3 seconds. After memory cleared, the meter will display “**dEL**” and then turn off automatically.

5) **Exit**

In memory mode, press and hold the “**M**” button for few seconds until the meter turns off.

## **Control solution testing**

User can buy the control solution or return the meter to the product owner and distributor for control solution testing.

### **When to perform a control test**

Control Solution contains a specific amount of glucose and is used to check that the meter and the test strips are working properly.

Do a control solution test:

- Whenever you want to check if you are testing correctly.
- If you suspect the meter and test strips are not working properly.
- If you have had repeated unexpected blood glucose results.
- If you drop or damage the meter.
- If you left the test strip container open or you think the test strips have been damaged.
- If the test strips were stored in extreme temperatures and/or humidity
- Your test result does not match how you feel.

#### **NOTE:**

- Only use the bluedot control solution.
- Close the control solution bottle tightly after use.
- Write the date you open the control solution bottle on the label. Control solution must be discarded 3 months after the first open date or the expire date on the vial label, whichever comes first.

- Do not use control solution that exceeds the expired date or discard date.
- Refer to the control solution label for control solution storage conditions.
- The control solution can stain fabric. Remove stains by washing with soap and water.




**CAUTION:** Do Not swallow control solution. It is not for human consumption. Do Not apply control solution to the skin or eyes as it may cause irritation.


## Performing a control test




- 1) Insert the test strip to turn on the meter.



- 2) System check screen  
The screen will briefly display all content to confirm that the display is working properly




- 3) The blood drop symbol flashes on the display screen. Your meter is now ready to apply blood sample.



- 4) Shake the control solution vial before each test.  
Remove the cap and squeeze the vial to discard the first drop. Then wipe the tip with a clean tissue or cloth. Hold the vial upside down and gently squeeze a hanging drop.




- 5) Touch and hold the hanging drop of control solution where the narrow channel meets the TOP EDGE of the test strip. Make sure the confirmation window fills completely. Control solution should not be applied to the flat face of the test strip.



- 6) Read the result on the meter  
When the confirmation window is full, the meter will count down from 5 to 1. After the measurement is over, the meter will display the blood glucose level along with the unit of measurement, the date and time of the test.

## **Understanding out of range control test results**



Compare the result displayed on the meter to the control solution range . Each control solution has a different control solution range.

Out-of-range results may be due to:

- not following the instructions detailed in steps 1–6
- expired or contaminated control solution
- expired or damaged test strip
- use of a test strip or control solution that passed its discard date
- a problem with the meter.




**CAUTION:** The control solution range is for bluedot Control Solution only. It is not a recommended range for your blood glucose level.



**CAUTION:** If you continue to get control solution test results that fall outside the range, Do Not use the meter, the test strips, or the control solution. Contact the product owner and distributor.



- 7) Delete the memory  
If you don't want to keep the test result, press UP and DOWN button at the same time to delete it.  
After memory cleared, the meter will display "dEL" and then turn off automatically.



- 8) Turn your meter off  
Push the eject button gently to automatically eject the test strip from the meter, or remove the test strip by hand, the meter will automatically shut down. Please handle the used test strip carefully.



## Maintenance

### Replacing the battery


Your meter comes with two AAA alkaline batteries.

The battery provides enough power for the meter to perform about 1000 tests. If your battery runs low, the battery symbol  appears on display screen until you change the battery.

Important: When this symbol appears, you should replace the battery immediately.



- 1) With the meter off, open the battery cover.
- 2) Remove the old batteries and place the new batteries.
- 3) Put the battery cover back into position until it locks into place.



- 4) Check your meter settings  
Replacing the battery does not affect your stored results. However, you may need to re-set your meter settings. See Setting up your meter section.



Please dispose of the waste batteries according to the local regulations.

### Meter maintenance

Avoid getting dirt, dust, blood, control solution, water, or any other liquid in the meter's test strip port.

**Important:** Never immerse the meter in water or any other liquid. This may cause inaccurate reading or meter malfunction.

### Storing your system

Store your meter, test strips, control solution and other items in your carrying case after each use. Store each item in a cool, dry place.

Test strips and control solution should be stored between 1°C ~ 30°C (33.8°F ~ 86°F). Meter and other items should be stored between -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F).

Do Not refrigerate. Keep all items away from direct sunlight and heat.

### Checking for expiration or damages to test strips and control solution

Expiration dates for test strips and control solutions are printed on their containers. When you first open a new control solution, record the discard date on the label. Refer to the test strip or control solution vial for instructions on determining the discard date.

## **Cleaning and disinfection**

Cleaning and disinfection are different, both should be performed. Cleaning is a part of normal care and maintenance that should be performed prior to disinfection, but cleaning does not kill germs. Disinfection is an important way to reduce your exposure to disease. Even though you are the only person using it.

We recommend to disinfect periodically. When you assist others to make blood glucose testing with the meter, please disinfect it or wear gloves to protect yourself.

### **Cleaning your meter and lancing device**

To clean your meter and lancing device, wipe the outside with a soft cloth damped with water and mild detergent. Do not use alcohol or another solvent. Do not get any liquids, dirt, dust, blood, or control solution inside the meter through the strip port. Never spray cleaning solution on the meter or immerse it in any liquid. Do not immerse the lancing device in any liquid.

### **Disinfecting your meter and lancing device**

The meter and lancing device should be disinfected periodically.

Clean your meter and lancing device prior to disinfecting.

To disinfect, prepare a solution of 1 part household bleach and 9 parts water. Hold the meter with the strip port down. Use a soft cloth damped with this solution to wipe the outside of the meter and lancing device.

Be sure to squeeze out any excess liquid first.

After wiping, cover the surface you are disinfecting with the soft cloth damped with the bleach solution for 1 minute. Then wipe with a clean soft cloth and wait until it dries.

Wash hands thoroughly with soap and water after handling the meter and lancing device.

# Troubleshooting

Message	Possible Cause	What to do
E - 1	The system check may be failed.	Remove the battery and reinsert it after 30 seconds. If it still doesn't work, please contact the product owner.
E - 2	The test strip may be used or damaged.	Make sure that the strip model is correct and retest with a new strip.
E - 3	The sample was applied before the meter was ready.	Repeat with a new strip. Applying blood after the  symbol flashes on the screen.
E - 4	The test strip may be moved during testing or sampling data is unstable.	Retest with a new strip. Make sure that the method of applying sample is correct, and test strip can not be moved during testing.
E - 5	The strip check has problem.	Make sure that the strip model is correct and retest with a new strip.

	Battery power is low.	Replace the battery soon.
	The meter is out of operating temperature range.	Place the system in appropriate operating environment for 30 minutes before retesting.
	The first blood sample is not enough.	Repeat sampling to the same test strip within 30 seconds.

Meter does not enter the test mode after inserting a test strip.	
Probable Cause	What to Do
Battery power is low	Replace the battery (and reset the date and time, if necessary.)
The battery is installed incorrectly or there is no battery in the meter	Check that the battery is installed correctly.
Test strip inserted upside down, or incompletely inserted into the meter	Check that the test strip is inserted correctly.
Defective meter or test strips	Contact the product owner.
Blood or foreign objects put into the test strip port	Contact the product owner.

Test does not start after applying the blood sample.	
Probable Cause	What to Do
Defective test strip	Repeat the test with a new test strip.
Sample applied after meter times out and turns off	Remove the test strip, and repeat the test using a new test strip. Wait until you see the blood and test strip symbols on the display screen before you apply the blood sample.
Defective meter or test strips	Contact the product owner.

# **Technical information**

## **Specifications**

Product description	B-GM161 BT Blood Glucose Monitor
Assay method	GDH-FAD enzyme glucose dehydrogenase biosensor
Measurement range	0.5-33.3 mmol/L (9 ~ 600 mg/dL)
Sample	Fresh capillary whole blood, venous blood, neonatal blood
Sample size	Approximate 0.6 microlitre
Response time	5 seconds
Battery	2xAAA alkaline batteries
Battery life	Approximately 1,000 tests
Unit of measure	mmol/L or mg/dL
Memory	1000 blood glucose results with date and time
Size	94.9 * 56.5 * 22.8 mm (L * W * H)
Display	LCD with backlight

Display size	35.4 * 30.9 mm (L * H)
Weight	Approximate 50g, battery not included
Operating environment	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	10~90% RH (non-condensing)
Meter storage environment	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
	10~95% RH (non-condensing)
Strip storage environment	1°C ~ 30°C (33.8°F ~ 86°F)
Altitude	Up to 10,000 feet (3,048 meters) above sea level
Hematocrit	0% ~ 70%
Shelf life	Three years

### **Electromagnetic Compatibility**

This meter meets the electromagnetic immunity requirements as standard EN ISO 15197 : 2015. The chosen basis for electrostatic discharge immunity testing was basic standard EN 61326 : 2013. It meets the electromagnetic emissions requirements as standard EN 61326. Its electromagnetic emission is thus low. Interference from the meter to other electrically-driven equipment is not anticipated.

# **Disposing of the meter, test strips, lancets and batteries**

## **Warning**

- Any product coming in contact with blood is considered contaminated (potentially infectious).
- During normal testing, any blood glucose meter may come in contact with blood.
- Lancing devices may also be considered sharps. For disposal of sharps, refer to local regulations.

Refer to any laws or ordinances relating to the disposal of sharps and/or contaminated products. Contact your local health department or other appropriate authorities for proper handling and disposal of used meters, used test strips, used lancets, and used batteries.

Please consider the following points when disposing of used testing materials:

- Consider recycling of the meters and batteries at an appropriate facility. Be aware that the meter is potentially hazardous electronics scrap (e-scrap) and should be disposed of accordingly. The batteries are potentially hazardous also and should be disposed of accordingly.
  - Disinfect the meter before recycling or disposing.
- \* 29 CFR 1910.1030 – Blood-borne pathogens
- \* Directive 2002/96/EC – Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

## **Warranty**

LIFEBOX ASIA Co.,Ltd warrants this product to be materially free from defects and workmanship.

LIFEBOX ASIA Co.,Ltd responsibility with regard to this limited warranty shall be limited solely to repair or replacement at its option, of any product which fails during normal consumer use.

This warranty does not extend to damage or failure which results from misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or maintenance. The product fails due to defects in material or workmanship, return the defective product with proof of purchase.

## **Traceability**

The traceability of the control solution is referenced to the YSI2500 Biochemistry Analyzer. The YSI2500 Biochemistry Analyzer is the reference method used to assess the accuracy with which glucose results are obtained using the system. The value of the glucose is traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST).

Standard Reference Material (SRM) 917c (D-Glucose).

Concentration: 200 mg/dL

## **Performance Characteristics**

The performance of the system has been evaluated both in laboratory and in clinical tests.

**Range:** The display range of the meter is 0.5 mmol/L to 33.3 mmol/L (9 mg/dL to 600 mg/dL). "HI" and "Lo" messages indicate results outside of this range.

**Accuracy:** The accuracy of the system was assessed by comparing blood glucose results from fresh capillary whole blood obtained by patients with those obtained using a Glucose Analyzer, a laboratory instrument.

Table 1. System accuracy results for glucose concentration < 5.55 mmol/L (100 mg/dL)

Within $\pm 0.28$ mmol/L (Within $\pm 5$ mg/dL)	Within $\pm 0.56$ mmol/L (Within $\pm 10$ mg/dL)	Within $\pm 0.83$ mmol/L (Within $\pm 15$ mg/dL)
128/174 (73.6%)	174/174 (100.0%)	174/174 (100.0%)

When the blood glucose is below 5.55 mmol/L (100 mg/dL), 100% of measured glucose results should fall within  $\pm 0.83$  mmol/L ( $\pm 15$  mg/dL) of the laboratory result.

Table 2. System accuracy results for glucose concentration  $\geq 5.55$  mmol/L (100 mg/dL)

Within $\pm 5\%$	Within $\pm 10\%$	Within $\pm 15\%$
389/426 (91.3%)	424/426 (99.5%)	426/426 (100.0%)

When the blood glucose is equal to or above 5.55 mmol/L (100 mg/dL), 100% of measured glucose results should fall within  $\pm 15\%$  of the laboratory result.

Table 3. System accuracy results for glucose between 0.5 mmol/L (9 mg/dL) and 33.3 mmol/L (600 mg/dL)

Within $\pm 0.83$ mmol/L or $\pm 15\%$ (Within $\pm 15$ mg/dL or $\pm 15\%$ )
600/600 (100%)

This study shows that the system compares well with a laboratory method and meets the minimum acceptable performance criteria defined in EN ISO 15197 : 2015.

**Precision:**

The repeatability evaluation performed with venous whole blood and the intermediate precision evaluation performed with control materials.

Intermediate Precision	Control Solution <sub>av</sub> 2.4 mmol/L SD = 0.13 mmol/L Control Solution <sub>av</sub> 7.5 mmol/L CV = 3.1% Control Solution <sub>av</sub> 20.8 mmol/L CV = 2.5%
Repeatability	Blood <sub>av</sub> 2.4 mmol/L SD = 0.13 mmol/L Blood <sub>av</sub> 5.0 mmol/L SD = 0.18 mmol/L Blood <sub>av</sub> 7.5 mmol/L CV = 3.3% Blood <sub>av</sub> 12.2 mmol/L CV = 2.4% Blood <sub>av</sub> 20.8 mmol/L CV = 2.4%

To maximize your chances of an accurate comparison between meter and laboratory results, follow a few basic guidelines:

**Before going to the lab**

- Perform a control solution test to make sure the meter is working properly.
- Do Not eat for at least eight hours before you test your blood.
- Take your meter with you to the lab.

**While at the lab**

- Conduct your meter test within 15 minutes of the lab test.
- Use fresh capillary blood obtained from the fingertip, venous blood, neonatal blood.
- Follow all instructions in this Owners Booklet for performing a blood glucose test with your meter.

## Symbol Index

	Consult instructions for use
	In vitro diagnostic medical device
	Serial number
	Caution
	Batch code
	Manufacturer
	Contain sufficient for < n > tests
	Storage temperature limitation
	Do not reuse
	Use by
	Storage humidity limitation

	The Product conforms to the requirements of the EC Directive IVDD (98/97/EC) on in vitro diagnostic medical devices "xxxx" is the identification number of notify body
	Keep dry
	Please dispose of the waste according to the local regulations
	Direct Current
	European Authorized Representative

## Appendix

1. Use of Fingerstick Devices on More Than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens: Initial Communication, (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>. Accessed June 8, 2011
2. CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens, (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>. Accessed June 8, 2011

3. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), William A. Rutala, Ph.D., M.P.H., and David J. Weber, M.D., M.P.H. Centers for Disease Control and Prevention, 2008. "Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Atlanta."

# TH เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

## เนื้อหา

บทนำ	45
ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย	46
ข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพ	47
ข้อจำกัด	48
รู้จักกับอุปกรณ์	49
อุปกรณ์ภายในกล่อง	49
a. เครื่องตรวจวัด	50
b. แอบกดสอบ	51
c. ปากกาเจาะเลือด	52
d. เข็มเจาะเลือด	52
การตั้งค่าเครื่องตรวจวัด	53
การตั้งค่าวันที่และเวลา	53
การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ/สูง	55
การตั้งค่านาฬิกาแจ้งเตือน	56
การเชื่อมต่อบลูทูธ	57
การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	58
การเตรียมใช้งานปากกาเจาะเลือด	58
การเก็บตัวอย่างเลือด	60
การตรวจวัด	62
การวินิจฉัยผลตรวจที่ไม่ตรงตามคาด	65
หน่วยความจำและค่าเฉลี่ย	67
การทดสอบโดยใช้น้ำยาทดสอบ	68
เมื่อทำการทดสอบน้ำยาทดสอบ	68
ทำการทดสอบควบคุม	69
ทำความสะอาดเข้าใจผลการตรวจวัดที่อยู่นอกเหนือช่วงที่กำหนด	71
การถูและการรักษา	72
การเปลี่ยนแบตเตอรี่	72
การถูและการรักษาเครื่องตรวจวัด	73
การแก้ไขปัญหา	75
ข้อมูลทางเทคนิค	78
คุณลักษณะ	78
การคำนวณเครื่องตรวจวัด แอบกดสอบ เข็มเจาะเลือด และถ่าน	80

การรับประคัน	81
การตรวจสอบย้อนกลับ	81
ลักษณะการทำงาน	81
สัญลักษณ์	84
ภาคผนวก	85

## บกนำ

ขอบคุณที่เลือกใช้ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด bluedot B-GM161 BT ก่อนจะเริ่มทำการตรวจวัด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างถี่ถ้วน

### จุดประสงค์การใช้งาน

แบบทดสอบ bluedot จะต้องถูกใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด bluedot B-GM161 BT เพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้ใช้งานนำเลือดจากเส้นเลือดฝอยมาตรวจด้วยตัวเอง การตรวจความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดจากเลือดดำหรือเลือดของ การกรากและเกิดน้ำน้ำจะต้องทำการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เสื้อจากเส้นเลือดฝอยที่นำมาใช้ตรวจจะต้องมาจากเจ้าตัวเข้มเจ้าเสื้อต่ำกว่า นิวม៉อ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการวินิจฉัยภัยนอกร่างกาย สำหรับการใช้งานที่บ้าน และสำหรับการใช้งานในทางคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเฝ้าติดตามผลของการควบคุมเบาหวาน โดยระบบของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

### หลักการใช้งาน

แบบทดสอบจะวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการใช้เทคโนโลยีเอมเพอร์เมตري (Amperometry) ในการนำปฏิกิริยาออกซูโคสเดไฮเดรจีนส (Glucose Dehydrogenase : GDH) มาใช้ เมื่อปลายของแบบทดสอบได้มีการถูกซึมเสื้อต่ำต้นจากเสื้อจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีและผลิตกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลในเสื้อจะวัดกระแสไฟฟ้าและคำนวณปริมาณของน้ำตาล ผลการตรวจวัดน้ำตาลจะถูกแสดงในลักษณะของค่าพลาสมากำหนวนได้



การตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดจากหลอดเสื้อต่ำและเสื้อต่ำของ การกรากและเกิดควรอยู่ภายในได้การถูกและของผู้เชี่ยวชาญ

## ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย

### ⚠ คำเตือน

- ในระหว่างการตรวจวัดตามปกติ อุปกรณ์ที่ถูกใช้งานระหว่างการตรวจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจวัดระดับน้ำทารainmeter หรือปากกาเจาะเลือดจากสันผักกับเลือด ทุก ๆ ส่วนของอุปกรณ์ถือเป็นอันตรายทางชีวภาพและมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อผ่านเชื้อโรคที่ติดต่อจากการเลือด แม้ว่าจะได้รับการกำกับความสะอาด และป่าเชื้อโรคแล้วก็ตาม
- เครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดเป็นอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวห้ามนำมาใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อของโรคที่สามารถติดต่อจากการเลือด
- การกำกับความสะอาดและป่าเชื้อโรคเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดช่วยกำลังเชื้อของโรคที่สามารถติดต่อจากการเลือดส่วนใหญ่ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
- ในกรณีที่เครื่องตรวจวัดต้องถูกดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ให้ความช่วยเหลือในการกดสอบแก่ผู้ใช้งานทั้งเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดจะต้องได้รับการกำกับความสะอาดและป่าเชื้อ ก่อนให้ใช้งานโดยบุคคลอื่น
- ข่าเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดก่อนจะอนุญาตให้บุคคลอื่นสัมผัสไม่ wolbyata ให้บุคคลอื่น นอกเหนือจากเจ้าของอุปกรณ์ใช้เครื่องตรวจวัดหรือปากกาเจาะเลือด
- การรักษาความสะอาดทั้งเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดเป็นสิ่งสำคัญ
- โปรดทำความสะอาดและป่าเชื้อโรคปากกาเจาะเลือดอาทิตย์ละครึ่ง เพื่อเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการสัมผัส และ/หรือ ก่อนการข่าเชื้อ สำหรับคำแนะนำในการกำกับความสะอาดหรือข่าเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด โปรดอ่าน การดูแลรักษา
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสเครื่องตรวจวัดปากกาเจาะเลือดหรือแบบกดสอบ
- อันตรายจากการลามติดกัน รวมชิ้นส่วนขนาดเล็กเก็บให้พับจากเด็ก
- สนานแม่เหล็กไฟฟ้าอาจก่อความรบกวนการทำงานที่ปกติของเครื่องตรวจวัดห้ามใช้ เครื่องตรวจวัดใกล้ไฟฟ้าอาจก่อความรบกวนการทำงานที่ปกติของเครื่องตรวจวัดห้ามใช้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ห้ามใช้เครื่องตรวจวัดในสภาพแวดล้อมที่แห้งเกินไป

## ข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพ

- ผู้ป่วยที่ได้รับการทำบัดด้วยอออกซิเจนอาจได้รับผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน
- ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางท่านที่ไม่มีประวัติน้ำตาลในเลือดต่ำ (*Hypoglycemia*) หรือผู้ป่วยอื่น ๆ เช่น เด็ก ผู้ป่วยที่เกิดสติ หรือมีความทุพพลภาพทางประการ อาจไม่สามารถสื่อสารอาการของตนเองให้กับผู้ดูแลได้ด้วยเหตุนี้ โปรดอย่าเปลี่ยนวิธีการรักษาใด ๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน
- ใช้น้ำยาทดแทนที่ดีกว่าผลการตรวจน้ำการคลาดเคลื่อนการใช้น้ำยาทดแทนจะช่วยให้คุณทราบว่าเครื่องตรวจวัดและแบบทดสอบทำงานตามปกติ
- อย่าเปลี่ยนวิธีการรักษาโดยอิงจากผลลัพธ์เดียวที่ไม่ตรงกับความรู้สึกของคุณหรือหากคุณเชื่อว่าผลการตรวจน้ำวัดอาจไม่ถูกต้อง หากผลการตรวจน้ำไม่ตรงกับความรู้สึกของคุณ แม้คุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้แล้ว โปรดปฏิบัติตามตามคำแนะนำของแพทย์ หรือพับแพทย์
- เด็กควรได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องตรวจน้ำวัดและเครื่องมือของการแพทย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- ภาวะขาดน้ำอ่อนแรงหรือสูญเสียน้ำในปริมาณมากอาจส่งผลให้ผลการตรวจน้ำวัดผิดพลาด (ต่ำ) หากคุณคิดว่ากำลังอยู่ในภาวะขาดน้ำ โปรดพบแพทย์ทันที
- หากมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณคือการใช้งานนี้แล้วแต่ยังมีอาการที่ไม่ตรงกับผลการตรวจน้ำ หรือหากมีคำแนะนำต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์
- ระบบน้ำคูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเลือดจากหลอดเลือดฝอยเลือดจากหลอดเลือดดำและเลือดของกระเพาะก็ได้ (เลือดจากหลอดเลือดดำและเลือดของกระเพาะก็ได้)
- ที่ระดับความสูงที่มากกว่า 3048 เมตรหรือระดับน้ำทะเล อาจส่งผลให้ผลการตรวจน้ำคลาดเคลื่อน
- สำหรับแบบทดสอบ bluedot: อัตราส่วนเม็ดเลือดแดง (*HCT: Hematocrit*) ที่มากกว่า 70% จะส่งผลต่อผลการตรวจน้ำ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนเม็ดเลือดแดงของคุณ
- สารบางชนิดอาจทำให้เกิดผลการตรวจน้ำที่คลาดเคลื่อนจากการทดสอบเอนไซม์

## ข้อจำกัด

สารรับกวนที่แสดงด้านล่างนี้ได้รับการทดสอบแล้ว และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอิทธิพลที่ชัดเจนต่อผลลัพธ์ในระดับการรักษาปกติหรือสูงกว่า

สาร	ค่าวาบเข้มข้น
Acetaminophen	1.11 mmol/L (20 mg/dL)
Bilirubin	2.22 mmol/L (40 mg/dL)
Creatinine	0.56 mmol/L (10 mg/dL)
Gentisic acid	1.25 mmol/L (22.5 mg/dL)
Haemoglobin	1111.11 mol/L (20000 mg/dL)
Ibuprofen	2.78 mmol/L (50 mg/dL)
L-Dopa	0.03 mmol/L (0.5 mg/dL)
Methyl-DOPA	0.22 mmol/L (4 mg/dL)
Tolbutamide	5.55 mmol/L (100 mg/dL)
Triglycerides	83.33 mmol/L (1500 mg/dL)
Xylose	2.78 mmol/L (50 mg/dL)
EDTA	11.11 mmol/L (200 mg/dL)
Ascorbic acid	0.17 mmol/L (3 mg/dL)
Cholesterol	27.78 mmol/L (500 mg/dL)
Dopamine	1.1 mmol/L (20 mg/dL)
Glutathione	2.17 mmol/L (39 mg/dL)
Heparin	500 IU/dL
Icodextrin	60.8 mmol/L (1094.4 mg/dL)
Maltose	555.56 mmol/L (10000 mg/dL)
Salicylate	3.33 mmol/L (60 mg/dL)
Tolazamide	0.56 mmol/L (10 mg/dL)
Uric acid	1.33 mmol/L (24 mg/dL)
Pralidoxime Iodide	0.83 mmol/L (15 mg/dL)
Galactose	0.83 mmol/L (15 mg/dL)

สารรับกวนอื่น ๆ ใน EN ISO 15197 : 2015 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และอาจส่งผลต่อผลการทดสอบด้วย

# ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນ

ອຸປະກອນກາຍໃນກລ່ອງ

- a. ເຄື່ອງຕຽວຈັດ (ຮວມຄ່າບ)
- b. ແກບດສອບ
- c. ປາກຄາຈະເລືອດ
- d. ເຂີ້ມຈະເລືອດ



a.



b.



c.




d.

ຄໍາເຕືອນ:




ເກີບເຄື່ອງຕຽວຈັດແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ຖໍ່ໃຊ້ໃນການຕຽວໃຫ້ໜ້າຈາກເດີກ  
ຊັ້ນສ່ວນນາດເລີກ ເຊັ່ນ ຝາແບຕເຕອຣີ ແກບດສອບ ເຂີ້ມຈະເລືອດ  
ແຜນປ້ອງກັນເຂີ້ມຈະເລືອດ ແລະນໍ້າຍາດສອບ ເປັນອັນຕາຍຈາກການສໍາລັກ  
ຕິດຄອ  
ແບ່ນໍາໃຫ້ວັດຮະດັບນໍ້າຕາລໃນເລືອດກາຍໃນກ່ຽວ  
ແບ່ນໍາໃຫ້ວັດຮະດັບນໍ້າຕາລໃນເລືອດກາຍໃນກ່ຽວ

## a. เครื่องตรวจวัด



## จอแสดงผล



## b. ແແບທດສອບ



ແແບສັບຜົສ: ໃໄໝເຂົ້າໄປໃນຫ່ອງໃໄໝແແບທດສອບ ດັນເຂົ້າໄປໃຫ້ສຸດ  
ຫ່ອງສ້າກັບເຕີມເລືອດ: ໃໄໝຕົວອ່າງເລືອດເຂົ້າໄປໃນນີ້

ຫ່ອງຢືນຢັນ: ພື້ນທີ່ຕ່ຽງຕ່ອງຕຽບຈຳວັດກັບແແບທດສອບ

ສໍາຄັນ: ຄວາມໃຊ້ເຄື່ອງຕຽບຈຳວັດກັບແແບທດສອບ `blueuedot` ເກົ່ານັ້ນ

ການໃຊ້ແແບທດສອບອື່ນ ຖ້າ ກັບເຄື່ອງຕຽບຈຳວັດນີ້ ອາຈາໄຫ້ພິບການຕຽບຈຳວັດທີ່ໄປໆຄຸກຕ້ອງໄດ້

ຂ້ອນນູລສໍາຄັນເກີຍວັກັບແແບທດສອບ


- ອຸນໜູນນິການກຳຈຳນານຂອງຮະບບອູ່ຢູ່ທີ 5 – 45 ອົງຄາເຊລ່ອເຊີຍສ (41 – 113 ອົງຄາ ພ້າເຣນໂໄຕ)
- ເກີບກລ່ອງແແບທດສອບໄວ້ໃນທີ່ເຢັນແລະແກ້ງທີ່ອຸນໜູນໜູນ 1 – 30 ອົງຄາເຊລ່ອເຊີຍສ (33.8 – 86 ອົງຄາ ພ້າເຣນໂໄຕ)
- ໃໃຊ້ແແບທດສອບເພາະກາຍໃຕ້ຫ່ວ່າງອຸນໜູນໜູນກຳຈຳນານຂອງຮະບບເກົ່ານັ້ນ
- ເກີບໃຫ້ຫ່າງຈາກແສງແດດຮ້ອຍຄວາມຮ້ອນ
- ນັ້ອທີ່ສະວາດແລະແກ້ງສາມາຮັດກັບແແບທດສອບຈາກສ່ວນໃດກີໄດ້ອອກນາ ຮ້ອຍໃໄໝເຂົ້າໄປໃນ ເຄື່ອງຕຽບຈຳວັດ
- ຫ້ານໃຊ້ແແບທດສອບທີ່ໜົມດ້ວຍ ເພົ່າຈະສ່ົງພລໄຫ້ພິບການຕຽບຈຳວັດຄລາດເຄລ້ອນໄດ້
- ຫ້ານງອ ພັບ ຕັດ ຮ້ອຍ ຕັດແປລົງແແບທດສອບ




ຄໍາເຕືອນ:

ບຣຈຸກັນທີ່ມີສາຮກຳໃຫ້ແກ້ງໜຶ່ງຈາງເປັນອັນຕາຮາຍ ມາກສຸດດົມຮ້ອກລັບຄົນ  
ອາຈາກຳໃຫ້ເກີດກາຮະຄາຍເຄື່ອງຜົວໜັນຮ້ອດວັງຕາໄດ້

### c. ปากกาเจาะเลือด



### d. ເຂີນເຈາະເລືອດ





# การตั้งค่าเครื่องตรวจวัด

เมื่อใช้เครื่องตรวจวัดครั้งแรก กรุณาตั้งค่าตัวแปรของอุปกรณ์ โดยปิดอุปกรณ์ และ กดปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างค้างไว้ เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

## ตั้งค่าวันที่และเวลา



- 1) ตั้งค่าปี  
กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้าง เพื่อเลื่อนปีไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จนกว่าจะพบปีที่ถูกต้อง  
หลังติดตั้งปีเสร็จ ให้กดปุ่ม “M” สัญลักษณ์เดือนจะกระพริบโดยอัตโนมัติ
- 2) ตั้งค่าเดือน  
กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้าง เพื่อเลื่อนเดือนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จนกว่าจะพบเดือนที่ถูกต้อง  
หลังติดตั้งเดือนเสร็จให้กดปุ่ม “M” และสัญลักษณ์วันที่จะกระพริบโดยอัตโนมัติ
- 3) ตั้งค่าวันที่  
กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้าง เพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จนกว่าจะพบวันที่ถูกต้อง  
หลังติดตั้งวันที่เสร็จ ให้กดปุ่ม “M” และสัญลักษณ์ชั่วโมงจะกระพริบโดยอัตโนมัติ





- 4) ตั้งค่าชั่วโมง  
กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างเพื่อเลื่อนชั่วโมงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จนกว่าจะพบชั่วโมงที่ถูกต้อง หลังติดตั้งชั่วโมงเสร็จ ให้กดปุ่ม “M” และสัญลักษณ์นาฬิกาจะกระพริบโดยอัตโนมัติ



- 5) ตั้งค่านาที  
กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างเพื่อเลื่อนนาทีไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จนกว่าจะพบนาทีที่ถูกต้อง หลังติดตั้งชั่วโมงเสร็จ ให้กดปุ่ม “M” และสัญลักษณ์รูปแบบของเวลาจะกระพริบโดยอัตโนมัติ



OR

- 6) ตั้งค่ารูปแบบเวลา  
เครื่องตรวจวัดสามารถแสดงเวลาได้ทั้งในรูปแบบ AM/PM (12 ชั่วโมง) หรือ 24:00 (24 ชั่วโมง) กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างเพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ  
เมื่อรูปแบบของเวลาที่ต้องการปรากฏอยู่บนจอแสดง ให้กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในสีอุดตัน



OR

- 7) ตั้งค่าหน่วยวัด  
เครื่องตรวจวัดสามารถแสดงเวลาได้ทั้งในรูปแบบ มิลลิกรัมต่อเดซิเมตร ( $\text{mg/dL}$ ) หรือ มิลลิโนลต่อลิตร ( $\text{mmol/L}$ ) กดปุ่ม UP และปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ  
เมื่อรูปแบบหน่วยวัดที่ต้องการปรากฏอยู่บนจอแสดง ให้กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในสีอุดตัน






OR




### การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ/สูง

- 8) ตั้งค่าการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนกดด้านข้าง เพื่อเลือกการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ หากเลือก “ON” ให้กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า น้ำตาลในเลือดต่ำ หากเลือก “OFF” ให้กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง



OR



- 9) ตั้งค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนกดด้านข้าง เพื่อเลือกหนึ่งค่า จนกว่าจะได้ค่าที่ถูกต้อง กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง



OR



- 10) ตั้งค่าการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนกดด้านข้าง เพื่อเลือกการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง หากเลือก “ON” ให้กดปุ่ม “M” เพื่อไปหน้าตั้งค่าเกณฑ์ การแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง หากเลือก “OFF” ให้กดปุ่ม “M” เพื่อไปหน้าตั้งค่าระบบ “นาฬิกาแจ้งเตือน”



OR



- 11) ตั้งค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนน้ำตาลในเลือดสูง กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนกดด้านข้าง เพื่อเลือกหนึ่งค่า จนกว่าจะได้ค่าที่ถูกต้อง กดปุ่ม “M” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า “นาฬิกาแจ้งเตือน”

## การตั้งค่านาฬิกาแจ้งเตือน



OR



OR



### 12) ตั้งค่านาฬิกาแจ้งเตือน

เครื่องตรวจวัดสามารถตั้งนาฬิกาแจ้งเตือน 6 เวลา เพื่อแจ้งเตือนเวลาตรัวจวัด โดยกดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนยื่นด้านข้างเพื่อเลือกเวลา การแจ้งเตือน กดปุ่ม "M" เพื่อยืนยันการแจ้งเตือน กดเลือก กดและปล่อยปุ่ม UP หรือปุ่ม DOWN ก่อนยื่นด้านข้างเพื่อ เปิด/ปิด นาฬิกาแจ้งเตือน หากเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม "M" เพื่อสลับไปหน้านาฬิกาแจ้งเตือน สำหรับการตั้งค่าเวลา ให้อ้างอิงจากขั้นตอนที่ 4 และ 5 หลังการตั้งค่าให้กดปุ่ม "M" เพื่อตั้งค่านาฬิกา แจ้งเตือนเวลาถัดไปจนกว่าการตั้งค่านาฬิกาปลูกจะ เสร็จสมบูรณ์ หากนาฬิกาแจ้งเตือนถูกปิดอยู่ให้ข้าม การตั้งค่านาฬิกาแจ้งเตือนปัจจุบัน และกดปุ่ม "M" เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

ไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนใดของการตั้งค่า การกดปุ่ม "M" ค้างสามวินาทีจะปิดอุปกรณ์โดยกันที

## การเชื่อมต่อบลูทูธ

### ข้อกำหนดบลูทูธ

เครื่องตรวจจับบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้กับ:

- Android 9.0 หรือใหม่กว่า
- IOS 13.0 หรือใหม่กว่า

และสามารถทำงานร่วมกับ:

- iPhone, iPad
- Android Phones และ Tablets

### การใช้งานครึ่งแรก

- 1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart bluedot” จาก Google Play หรือ Apple Store.
- 2) เปิดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ เมื่อมีการแจ้งเตือนให้คุณ เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ โดยไปที่เมนูการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ
- 3) สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้เดิมและรหัสของคุณ

เมื่อเครื่องตรวจจับระดับบลูทูธเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ของคุณสำเร็จ สัญลักษณ์ “” จะหยุดกะพริบและจะยังคงปรากฏต่อไป

โปรดอ้างอิงคำแนะนำของแอปพลิเคชัน Smart bluedot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


# การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

## การเตรียมใช้งานปากกาเจาะเลือด




คำเตือน


- ในระหว่างการตรวจวัดตามปกติ อุปกรณ์ที่ถูกใช้งานระหว่างการตรวจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจวัด หรือปากกาเจาะเลือดที่อาจสัมผัสกับเลือด ทุก ๆ ส่วนของอุปกรณ์ ถือเป็นอันตรายหากชี้วัดภาพและมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อผ่านเชื้อโรคที่ติดต่อ ทางเลือด แม้ว่าจะได้รับการกำกับความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ตาม
- เครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ส่วนตัว ห้ามนำมาใช้ร่วม กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อของ โรคที่สามารถติดต่อทางเลือด
- การกำกับความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดช่วยกำจัด เชื้อโรคที่สามารถติดต่อทางเลือดส่วนใหญ่ได้ แต่ไม่ใช่กั้งหนา
- ในกรณีที่เครื่องตรวจวัดต้องถูกดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ให้ความช่วยเหลือใน การตรวจวัดแก่ผู้ใช้งาน ทั้งเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดจะต้องได้รับการทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนใช้งานโดยบุคคลอื่น
- ข่ายเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดก่อนจะให้บุคคลอื่นสัมผัส ไม่ obtusata ให้ บุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดหรือปากกาเจาะเลือดใช้งาน
- การรักษาความสะอาดก็คงเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ คำแนะนำในการทำความสะอาดหรือข่ายเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด โปรดอ่าน การดูแลรักษา
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสเครื่องตรวจวัดปากกาเจาะเลือดหรือเก็บทดสอบ
- ห้ามใส่แอลกอฮอล์ลงก้นเข็มเข้าไปในปากกาเจาะเลือดพร้อมกับกดปุ่มปล่อยหรือถือ ปากกาเจาะเลือดโดยที่ปุ่มปล่อยวางอยู่บนพื้นผิวใด ๆ เช่น โต๊ะ เนื่องจากการกระทำนี้ อาจทำให้เข็มถูกปล่อยออก มาโดยไม่ได้ตั้งใจและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้



1) คลายฝาครอบปากกาเจาะเลือดออก




2) ใส่เข็มเจาะเลือดใหม่เข้าไปในฐานเสียบเข็มเจาะเลือดให้แน่น



3) จับฝาเข็มเจาะเลือดและบิดออกจากเข็มเจาะเลือดอย่างเบาเมื่อ




4) ใส่ฝาครอบปากกาเจาะเลือด หลักเลี้ยงการสัมผัสໄກปากกา



5) ปรับระดับความลึก ระดับความลึกสามารถปรับได้ 9 ระดับ ด้วยการหมุนฝาครอบปากกาเจาะเลือด

หมายเหตุ: การเลือกระดับความลึกที่เหมาะสมที่สุด:

1-3 สำหรับผิวบุหรี่ผิวบาง, 4-6 สำหรับผิวปกติ, 7-9 สำหรับผิวหนาหรือผิวหยาบกร้าน




6) ถือปลอกปากกาเจาะเลือดไว้ในมือหนึ่งข้าง ใช้มืออีกข้างค่อยๆ จับอุปกรณ์ ดึงໄกเลี้ยงออกจากฝาครอบปากกาเจาะเลือด คุณจะได้ยินเสียงคลิกเป็นการบ่งบอกว่าฐานเสียบเข็มเจาะเลือดได้เมื่อการล็อกคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ปล่อยอุปกรณ์ดึงໄกเพื่อเตรียมการเจาะเลือดกลับสู่ตำแหน่งเดิม

## การเก็บตัวอย่างเลือด




- 1) ล้างมือและบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดด้วยลาม้ำสุบ  
แลอกอกรอร์หรือน้ำสปู ล้างให้กู้วและเช็ดให้แห้ง




- 2) วางแผนบนปลายนิ้วของปากกาไว้ที่ด้านข้างของนิ้ว กดไป  
ปากกาเจาะเลือดและยกปากกาเจาะเลือดออกจากนิ้วหลัง  
ทำการเจาะเลือดเสร็จ วางปากกาเจาะเลือดไว้ข้าง ๆ และ  
รอ 2-3 วินาที เพื่อให้หยดเลือดก่อตัว
- 3) ค่อย ๆ บีบเนื้องอกว่าจะได้หยดเลือดหนึ่งหยด โดยก้มหัวลงและนำไป ห้ามใช้เลือดที่  
ปูนเปื้อนหรือໄหลไม่หยด เช็ดบริเวณที่เจาะและค่อย ๆ บีบจนกว่าจะได้หยดเลือด  
อีกหนึ่งหยด หรือเจาะที่บริเวณอื่น

บริเวณที่เจาะเลือดและประมาณเลือดที่ต้องใช้



## ใช้งานและทดสอบ



1. แกะบรรจุภัณฑ์  
จับบรรจุภัณฑ์และแกะซองอุปกรณ์
2. ใส่แบบทดสอบ
3. ใส่ตัวอย่างเลือด  
แตะหยดเลือดที่ส่วนปลายของแบบทดสอบ
4. ใส่ตัวอย่างเลือดให้เพียงพอ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมเลือดเต็มช่อง


### สำคัญ:

- ใช้กับแบบทดสอบของ bluedot เท่านั้น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจวัดและแบบทดสอบมีอุณหภูมิตามที่กำหนดก่อนจะทำการตรวจวัด
- การตรวจวัดต้องดำเนินการภายในได้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 5 – 45 องศาเซลเซียส (41 – 113 องศาฟาเรนไฮต์)

เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงกันสุด ควรตรวจวัดในอุณหภูมิห้องที่ 20 – 25 องศาเซลเซียส (68 – 77 องศา华เรนไฮต์)

- ห้ามเปิดบรรจุภัณฑ์ของแกลบกดสอบจนกว่าจะพร้อมในการใช้งานเพื่อตรวจวัดโปรดใช้แกลบกดสอบทับที่หลังแกะออกจากบรรจุภัณฑ์
- ห้ามนำแกลบกดสอบที่เป็นอันเสือดหรือน้ำยากดสอบกลับมาใช้อีกรอบ แกลบกดสอบแต่ละชิ้นมีไว้สำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


### การตรวจวัด



- 1) ระหว่างที่อุปกรณ์ปิดหรืออยู่ในโหมดการตั้งค่าและโหมดหน่วยความจำ ใส่แกลบกดสอบเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจวัด

หมายเหตุ: หากไม่ทำการตรวจอุปกรณ์ภายใน 3 นาที เครื่องตรวจวัดจะทำการปิดเครื่อง เพื่อเป็นการรักษาการทำงานของเครื่องดึงแกลบกดสอบที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอุ่นและใส่กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

สำคัญ: เครื่องตรวจวัดสามารถใช้ได้กับแค่แกลบกดสอบรุ่น binedot เท่านั้น การนำแกลบกดสอบอื่น ๆ มาใช้งานอาจทำให้ได้ผลการตรวจวัดที่ไม่ถูกต้อง




- 2) หน้าจอตรวจทดสอบระบบ  
หน้าจอจะแสดงเนื้อหาทั้งหมดในเวลาสั้น ๆ เพื่อยืนยันว่าหน้าจอทำงานเป็นปกติ

หมายเหตุ:


- หากมี ปรากฏขึ้น และแสดงว่าอุณหภูมิในการทำงานอยู่นอกช่วงอุณหภูมิกำหนดให้นำเครื่องตรวจวัดไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที และจึงทำการตรวจอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
- หากมี ปรากฏขึ้น และแสดงว่าแบบเตอร์ไกล์ส์เป็นแบบเตอร์ใหม่ให้เปลี่ยนแบบเตอร์ใหม่



- 3) การตั้งค่าสัญลักษณ์ปิงชี้ก่อน/หลังมื้ออาหาร  
การตั้งค่าสัญลักษณ์ปิงชี้ก่อน/หลังมื้ออาหาร จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการกดsoftmaxด้วยตัวเลขในเลือดของคุณก่อนและหลังมื้ออาหาร ให้กดและปล่อยปุ่ม “M” เพื่อเลือกสัญลักษณ์มื้ออาหาร โดยค่าเริ่มต้นคือไม่มีสัญลักษณ์





- 4) เมื่อสัญลักษณ์หยุดเลือดที่ต้องการจะพรีบอยู่บนจอแสดงผลแสดงว่าเครื่องตรวจพิรุ่งน้ำเงินสำหรับใส่ตัวอย่างเลือด



- 5) ใส่ตัวอย่างเลือด  
ค่อย ๆ แตะหยดเลือดที่ช่องใส่หยดเลือด  
หมายเหตุ:

- กิ่งเลือดหยดแรก อย่าป้ายหรือขูดหยดหยดเลือดโดยการใช้แอบกดสอบ
- อย่าเพิ่มเลือดเข้าไปในแอบกดสอบอีก หลังจากที่นำหยดเลือดออกจากแอบกดสอบแล้ว





- 6) รอให้เลือดໄ浩เข้าสู่ช่องยืนยันจนเต็มหยดเลือดจะถูกดูดเข้าไปในช่องแคบและช่องยืนยันจนเต็ม เมื่อช่องยืนยันถูกเติมจนเต็ม และแสดงถึงปริมาณเลือดที่เพียงพอแล้ว จากนั้นคุณสามารถนำแคบกดสอบบอกรอจากหยดเลือด และรอให้เครื่องตรวจวัดนับถอยหลังจาก 5 ถึง 1 และส่งเสียงปีบหนึ่งครั้งเป็นการบ่งบอกว่าการตรวจวัดเสร็จสิ้นลงแล้ว



- 7) อ่านผลตรวจที่ปรากฏอยู่บนเครื่องตรวจน้ำด้วยสุดการตรวจน้ำด้วยเครื่องตรวจน้ำจะแสดงระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมกับหน่วยวัด วันที่ และเวลาของการตรวจ อุปกรณ์จะแสดงสัญลักษณ์หน้าจอขึ้นหากผลตรวจน้ำในเกณฑ์ปกติ และจะแสดงสัญลักษณ์หน้าจอร้องให้หากผลตรวจน้ำอยู่นอกเกณฑ์ปกติ ผลตรวจน้ำจะติดน้ำตาลในเลือดจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องตรวจน้ำโดยอัตโนมัติ



- 8) แยกสีแสดงสถานะ  
แยกสีแสดงสถานะ ค่าผลลัพธ์การตรวจน้ำดูดของคุณแยกสีแดง เขียว เหลือง และแสดงถึงค่าที่ ต่ำ ปกติ สูง



- 9) ปิดเครื่องตรวจน้ำ  
กดปุ่มน้ำแยกกดสอบบอกร เพื่อน้ำแยกกดสอบบอกรจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ หรือ ดึงแยกกดสอบบอกรด้วยมือ อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โปรดจับแยกกดสอบบอกรที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง

## การวินิจฉัยผลตรวจที่ไม่ตรงตามคาด

เครื่องตรวจวัดจะสามารถวัดระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด ระหว่าง 0.5 ถึง 33.3 mmol/L (9 to 600 mg/dL) ได้อ้างอย่างแม่นยำ  
ระดับน้ำตาลในเลือดที่คาดไว้ [1, 2, 3 ]:

ช่วงเวลา	ช่วงน้ำตาลในเลือดปกติ
ก่อนอาหารเช้า	3.9-5.8 mmol/L (70-105 mg/dL)
ก่อนอาหารกลางวันหรือเย็น	3.9-6.1 mmol/L (70-110 mg/dL)
1 ชั่วโมงหลังอาหาร	$\leq$ 8.9 mmol/L (ต่ำกว่า 160 mg/dL)
2 ชั่วโมงหลังอาหาร	$\leq$ 6.7 mmol/L (ต่ำกว่า 120 mg/dL)
ระหว่างตี 2 ถึงตี 4	$\geq$ 3.9 mmol/L (สูงกว่า 70 mg/dL)

- อ้างอิง: 1. Clin Chem 51, 2005:1573-1576;  
2. Stedmans Medical Dictionary, 27th Edition, 2000:2802;  
3. American Diabetes Association: Standard of Medical Care in Diabetes 2019, Vol.39.


โปรดอ้างอิงข้อควรระวังต่อไปนี้หากค่าผลตรวจน้ำตาลออกมากล้าม้าต่ำหรือสูงกว่าที่คาดไว้



- 1) น้ำตาลในเลือดต่ำ  
หากผลตรวจน้ำตาลต่ำกว่า 0.5 mmol/L (9 mg/dL)  
หน้าจอเครื่องตรวจวัดจะแสดง Lo

- การอ่านค่า Lo เมื่อมีอาการ  
หากค่าผลการตรวจน้ำตาลต่ำกว่า 0.5 mmol/L (9 mg/dL)  
และคุณมีอาการร่วม เช่น ร่างกายอ่อนแอด  
เหนื่อย ออกร้อน มีอาการวิตกกังวล ปวิดหัว หรือมึนหัว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของ  
แพทย์เพื่อรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia)

- การอ่านค่า Lo เมื่อไม่มีอาการ  
หากค่าผลการตรวจอัดแสดง Lo แต่ไม่มีอาการของผู้ป่วยน้ำตาลในเลือดต่ำ  
โปรดตรวจอัดอีกครั้งโดยใช้แคนบกดสอบอันใหม่กับนิวมือ หากค่าผลการตรวจอัดยัง  
แสดง Lo โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจอัด ก่อนจะเริ่มต้นการรักษา  
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia)



- การอ่านค่า HI เมื่อมีอาการ  
หากคุณมีอาการ เช่น เหงื่อยล้า กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย หรือตาพร่ามัว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)
- การอ่านค่า HI เมื่อไม่มีอาการ  
หากค่าผลการตรวจอัดแสดง HI แต่ไม่มีอาการของผู้ป่วยน้ำตาลในเลือดสูง  
โปรดตรวจอัดอีกครั้งโดยใช้แคนบกดสอบอันใหม่ หากค่าผลการตรวจอัดยังแสดง HI โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจอัด ก่อนจะเริ่มต้นการรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)

### 3) อีมาโตคрит (HCT: hematocrit) ที่ผิดปกติ

- อีมาโตคритที่สูงเกิน (มากกว่า 70%) อาจส่งผลให้ผลตรวจอัดคลาดเคลื่อน  
โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนอีมาโตคритของคุณ

# หน่วยความจำและค่าเฉลี่ย

การจัดเก็บผลการตรวจน้ำตาลในเลือด


เครื่องตรวจวัดจะสามารถจัดเก็บค่าผลตรวจน้ำตาลได้ถึง 1000 ค่าโดยอัตโนมัติพร้อมกับเวลาในการตรวจน้ำตาล และเครื่องหมายการตรวจน้ำตาลได้ฯ สามารถตรวจสอบผลการตรวจน้ำตาลได้ตลอดเวลา ผลการตรวจน้ำตาลจะถูกจัดเก็บจากผลให้มีล่าสุดไปเรื่อยๆ ที่สุด ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และวันที่ของอุปกรณ์ให้ถูกต้องของการตั้งเวลาและวันที่ถูกต้องจะช่วยในการแปลงผลการตรวจน้ำตาลเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้

## 1) เข้าสู่โหมดหน่วยความจำ

เริ่มต้นด้วยการปิดเครื่องตรวจน้ำตาล (ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่) กดและปล่อยปุ่ม "M" เพื่อเข้าสู่โหมดหน่วยความจำ




- 2) ดูหน่วยความจำถาวรหน้าตามลำดับ  
กดปุ่มด้านข้างขึ้นหรือปุ่มด้านข้างลงสับๆ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อดูผลการตรวจน้ำตาลที่ถูกแสดงผลการตรวจน้ำตาลล่าสุดของคุณจะถูกแสดงก่อน



หมายเหตุ: หากไม่มีการจัดเก็บผลการตรวจน้ำตาลเครื่องตรวจน้ำตาลจะแสดง “ - - - ” สักครู่แล้วปิดลงโดยอัตโนมัติ

- 3) ดูค่าเฉลี่ยของ 7, 14, 28 วัน  
กดปุ่ม UP ที่อยู่ด้านข้างหรือปุ่ม DOWN ค้างไว้ 3 ว  
เพื่อเข้าสู่การแสดงค่าเฉลี่ย  
หน่วยความจำและค่าเฉลี่ย  
7 วันของคุณ  
ค่าเฉลี่ยนี้รวมค่าผลตรวจน้ำตาลทั้งหมดจากช่วงวันที่ผ่านมา  
 $N = \text{ระบุจำนวนผลการตรวจน้ำตาลที่รวมอยู่ในค่าเฉลี่ยของคุณ}$





- 4) ลับหน่วยความจำทั้งหมด  
กดปุ่ม DOWN ที่อยู่ด้านข้างค้างไว้ 3 วิ เมื่อหน่วย  
ความจำถูกกล่า้งทิ้ง เครื่องตรวจจัจจะดง “dEL”  
แล้วปิดลงโดยอัตโนมัติ
- 5) ออกจากโหมดหน่วยความจำ  
ในโหมดหน่วยความทรงจำ กดปุ่ม “M” ค้างไว้ 2-3 วินาทีจนกว่าเครื่องตรวจจัจ  
จะดับลง

## การกดสอบโดยใช้บ้ำຍາກດสอบ

ผู้ใช้งานสามารถซื้อบ้ำຍາกດสอบหรือสั่งคืนเครื่องตรวจจัจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ  
ตัวแทนจำหน่ายสำหรับการกดสอบด้วยบ้ำຍາกດสอบ

เมื่อกำการกดสอบบ้ำຍາกດสอบ  
บ้ำຍາกດสอบมีส่วนผสมของบ้ำຕາລໃນຮະດັບທີ່ກຳຫັດໄວ້ແລະມີໄວ້ສຳຫັບຕຽບຈົດສອບການ  
ກຳຈານຂອງເຄີ່ອງຕຽບຕຽບແລະແຄບກົດສອບວ່າກຳຈານເປັນປົກຕົວ

ກຳການກົດສອບດ້ວຍບ້າຍາກດສອບ

- ເນື່ອດ້ວຍການຕຽບຕຽບວ່າມີກຳຫັດໄວ້ແລະມີໄວ້ສຳຫັບຕຽບຈົດສອບເສີຍຫය
- ຫາກຄຸນສແສ້ວ່າເຄີ່ອງຕຽບຕຽບແລະແຄບກົດສອບກຳຈານໄນ້ປົກຕົວ
- ຫາກພລຕຽບຕຽບໄໝເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດໄວ້ຫລາຍຄົ້ງ
- ຫາກຄຸນກຳເຄີ່ອງຕຽບຕຽບຫລຸ່ມຫຼູ້
- ຫາກຄຸນເພື່ອເປັນປົກຕົວທີ່ກຳຫັດໄວ້ແລະມີໄວ້ສຳຫັບຕຽບຈົດສອບເສີຍຫຍໍາ
- ຫາກເກີ່ມແຄບກົດສອບໄວ້ໃນທີ່ມີອຸນຫຼາມຫຼູ້ສູງນາມແລະ/ຫຼູ້ໃນທີ່ຫຼັ້ນ
- ຫາກພລກາຕຽບຕຽບໄໝຕຽບຕຽບກຳຫັດໄວ້ແລະມີໄວ້ສຳຫັບຕຽບຈົດສອບເສີຍຫຍໍາ

ໜາຍເຫດ:


- ໃຊ້ເວັບໄຊບ້າຍາກດສອບ bInuedot ເກົ່າບັນ
- ປັດຝາບ້າຍາກດສອບໃຫ້ສັບຖະລົງຈາກໃຊ້ຈານ
- ເຂີຍບັນທຶນທີ່ເປັດບ້າຍາກດສອບໄວ້ບັນຫວັດ  
ກິ່ງບ້າຍາກດສອບເນື່ອຄຽບ 3 ເດືອນຫລັງຈາກເປັດໃຊ້ຈານຄຽ້ງແຮກຫຼູ້ແລະຫລັງວັນໜົມດວຍ  
ກິ່ງບ້າຍາກດສອບເນື່ອຄຽບ 3 ເດືອນຫລັງຈາກເປັດໃຊ້ຈານຄຽ້ງແຮກຫຼູ້ແລະຫລັງວັນໜົມດວຍ

- ห้ามใช้น้ำยาทดสอบก็ต่อกันวันหมดอายุหรือวันก่อตั้ง
- โปรดดูแลน้ำยาทดสอบสำหรับเงื่อนไขการจัดเก็บน้ำยาทดสอบ
- น้ำยาทดสอบสามารถเปลี่ยนผ้าได้ ขัดคราบด้วยการล้างด้วยสบู่และน้ำ



**คำเตือน:** ห้ามกลืนน้ำยาทดสอบ เนื่องจากไม่ได้มีไว้เพื่อการบริโภค  
ห้ามให้น้ำยาทดสอบโดยเด็กหรือต่า เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการ  
ระคายเคืองได้


### ทำการกดทดสอบควบคุม




1) ใส่แทบทดสอบเพื่อเปิดเครื่อง



2) หน้าจอตัวตรวจสอบระบบ  
หน้าจอจะแสดงเนื้อหาทั้งหมดในเวลาสั้น ๆ เพื่อยืนยันว่า  
หน้าจอทำงานเป็นปกติ




- 3) เมื่อสัญลักษณ์หยุดเลือดก็ต้องการจะพิรบอยู่บนจอแสดงผลแสดงว่าเครื่องตรวจพร้อมสำหรับใส่ตัวอย่างเลือด



- 4) เขย่าน้ำยาทดสอบก่อนการกดสอบแต่ละครั้ง นำฝาออกและบีบขวดเพื่อนำหยดแรกทึ่ไปก่อน และ เช็ดปากขวดด้วยกระดาษทิชชูสะอาดหรือผ้า จับขวดบีบเบา ๆ




- 5) หยุดน้ำยาทดสอบให้ตรงกับช่องเติมเลือดของ แบบทดสอบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องยืนยันถูกเติมด้วยน้ำยาทดสอบ จนเต็ม ไม่ควรใช้น้ำยาทดสอบกับพื้นผิวเรียบอื่น ๆ ของแบบทดสอบ



- 6) อ่านผลตรวจวัดบนเครื่องตรวจวัด เมื่อช่องยืนยันถูกกรอกเติมแล้ว เครื่องตรวจวัดจะนับ ถอยหลังจาก 5 ถึง 1 หลังการตรวจน้ำสีน้ำเงินสุดลง เครื่อง ตรวจวัดจะแสดงผลระดับน้ำตาลในเลือดร่วมกับหน่วยวัด และวันเวลาของ การตรวจวัด



## กำความเข้าใจผลการตรวจวัดที่อยู่นอกเหนือช่วงที่กำหนด



เปรียบเทียบระหว่างผลตรวจวัดที่แสดงผ่านทางเครื่องตรวจวัดกับช่วงที่กำหนดของน้ำยาทดสอบแต่ละน้ำยาทดสอบมีช่วงที่กำหนดที่ต่างกัน

ผลการตรวจวัดที่อยู่นอกเหนือช่วงที่กำหนดอาจเกิดจาก:

- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 1-6
- น้ำยาทดสอบหมดอายุ หรือปิดเป็ือน
- แอบกดสอบ หมดอายุ หรือเสียหาย
- การใช้งานแอบกดสอบหรือน้ำยาทดสอบที่เลยังไม่ต้องกำหนดที่สุด
- ปัญหาจากเครื่องตรวจวัด




คำเตือน: ช่วงที่กำหนดของน้ำยาทดสอบมีไว้สำหรับน้ำยาทดสอบ bluedot เท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลที่แนะนำสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ



คำเตือน: หากผลการตรวจนัดด้วยน้ำยาทดสอบอยู่นอกช่วงที่กำหนด หลายครึ้ง ห้ามใช้เครื่องตรวจวัด แอบกดสอบ หรือน้ำยาทดสอบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย



- 7) ลับหน่วยความจำ  
หากคุณไม่ต้องการเก็บผลตรวจวัด ให้ กดปุ่ม UP และปุ่ม DOWN พร้อมกันเพื่อลบข้อมูล  
หลังหน่วยความจำถูกกลบก็ เครื่องตรวจวัดจะแสดง “dEL” และจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ



- 8) ปิดเครื่อง  
กดปุ่มนำ้ແກບກດສອບວອກ เพื่อนำ้ແກບກດສອບວອກจาก อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ หรือ ดึงແກບກດສອບວອກด้วยมือ อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โปรดจับແກບກດສອບ ก่อนแล้วอย่างะมัดระวัง


## การดูแลรักษา

### การเปลี่ยนแบตเตอรี่


เครื่องตรวจวัดจะมาพร้อมกับถ่าน AAA 2 ก้อน


แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการใช้งานประมาณ 1,000 ครั้ง หากแบตเตอรี่ เหลือน้อย สัญลักษณ์แบตเตอรี่ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลจนกว่าผู้ใช้งาน จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

สำคัญ: เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้น ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที



- เมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่ เปิดฝาครอบถ่าน
- นำถ่านเก่าออกและใส่ถ่านใหม่
- นำฝาถ่านครอบลงไปที่ตำแหน่งเดิมให้เข้ากัน





- 4) ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องตรวจวัด การเปลี่ยนถ่านจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ แต่คุณอาจต้องรีเซ็ตการตั้งค่าของอุปกรณ์ โปรดอ้างอิงจากหัวข้อ การตั้งค่าเครื่องตรวจวัด



กรุณาจำจัดแบบเตอร์ให้เหมาะสมตามกฎหมายในพื้นที่

การดูแลรักษาเครื่องตรวจวัด  
หลักเลี้ยงอย่าให้ ดิน ผุบ เลือด น้ำยา กดสอบ น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ลงไปในช่องใส่ แคบ กดสอบ

สำคัญ: ห้ามแซ่เบร์เครื่องตรวจวัดลงไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ อาจทำให้ผลการตรวจวัด คลาดเคลื่อนหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

#### การจัดเก็บอุปกรณ์

จัดเก็บเครื่องตรวจวัด แคบ กดสอบ น้ำยา กดสอบ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ไว้ในกล่องพกพา ทุกครั้งหลังการใช้งาน จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นไว้ในที่แห้งและเย็น แคบ กดสอบ และ น้ำยา กดสอบควรจะถูกจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 1 ถึง 30 องศาเซลเซียส (33.8 – 86 องศา Fahrneinheit)

เครื่องตรวจวัดและอุปกรณ์อื่น ๆ ควรจะถูกจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 ถึง 55 องศา

เซลเซียส (-4 - 131 องศา Fahrneinheit)

ห้ามแซ่ตู้เย็น เก็บให้ห่างจากแสงแดดและความร้อนโดยตรง

ตรวจสอบวัดหมดอายุหรือความเสียหายของแคบ กดสอบ และ น้ำยา กดสอบ วันหมดอายุของแคบ กดสอบ และ น้ำยา กดสอบถูกพิมพ์ไว้บนฉลาก เมื่อเปิด น้ำยา กดสอบขวดใหม่ โปรดจดวันที่ต้องถึงไว้บนฉลาก อ้างอิงจากลากบบขวด น้ำยา กดสอบสำหรับคำแนะนำในการกำหนดวันกำจัดทึ่ง

## การกำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

การกำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนนําแทกต่างกัน แต่ควรกำกั้งสองอย่าง

การกำความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาอุปกรณ์ตามปกติที่ควรจะต้องกำก่อนทำการฆ่าเชื้อ แต่การกำความสะอาดนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

การฆ่าเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะลดความเสี่ยงต่อโรคถึงแม้ว่าจะใช้งานอุปกรณ์เพียงผู้เดียว

เราแนะนำให้ทำการฆ่าเชื้อเป็นระยะ เมื่อคุณช่วยเหลือผู้อื่นในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โปรดฆ่าเชื้อหรือใส่ถุงมือเพื่อป้องกันตนเอง

## การกำความสะอาดเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด

ในการกำความสะอาดเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด เช็ดกำความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์โดยการใช้ผ้าบุ่มชุบเบ้าและผลิตภัณฑ์กำความสะอาดสูตรอ่อนโยน ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือของเหลวอื่น ๆ หลีกเลี่ยงของเหลว สีงสกปรก ผุ่น เสื้อด หรือน้ำยาทัดสูบเข้าไปในเครื่องตรวจวัดผ่านช่องใส่แอบกทดสอบ ห้ามนจัดน้ำยาที่กำความสะอาดใส่เครื่องตรวจวัด หรือแซ่เครื่องตรวจวัดลงไปในของเหลวใด ๆ

## การฆ่าเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด

ควรฆ่าเชื้อเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดเป็นระยะ

กำความสะอาดเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือดก่อนจะทำการฆ่าเชื้อ

ในการฆ่าเชื้อ เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 1 ส่วนต่อหน้า 9 ส่วน ถือเครื่องตรวจวัดโดยให้ช่องใส่แอบกทดสอบอยู่ด้านล่าง นำผ้าบุ่มชุบลงในน้ำยาที่เตรียมไว้แล้วบิดให้แน่นเพื่อเช็ดด้านนอกของเครื่องตรวจวัดและปากกาเจาะเลือด

หลังเช็ด คลุมบริเวณที่กำลังฆ่าเชื้อด้วยผ้าบุ่มชุบเบ้าฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 นาที และจึงเช็ดด้วยผ้าบุ่มที่สะอาดและรอบคอบแห้ง

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหลังสัมผัสเครื่องตรวจวัดหรือปากกาเจาะเลือด

## การแก้ไขปัญหา

ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
E - 1	การตรวจสอบระบบอาจล้มเหลว	คอด้านและรอ 30 วินาที ก่อนใส่กลับไป หากอุปกรณ์ยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์
E - 2	แบบทดสอบอาจถูกใช้งานไปแล้วหรือเสียหาย	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แบบทดสอบที่ถูกต้อง และทดสอบอีกครั้งด้วยแบบทดสอบแผ่นใหม่
E - 3	ตัวอย่างเลือดถูกใส่เข้าไปก่อนเครื่องตรวจวัดจะพร้อมใช้งาน	ใช้แบบทดสอบแผ่นใหม่ ใส่เลือดไปหลังจากที่สัญลักษณ์ 🔘 กะพริบจนจอ
E - 4	แบบทดสอบอาจขยับระหว่างการตรวจวัด หรือข้อมูลของตัวอย่างเลือดไม่เสถียร	ใช้แบบทดสอบแผ่นใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใส่ตัวอย่างเลือดถูกต้อง ห้ามขยับแบบทดสอบระหว่างการตรวจวัด
E - 5	การตรวจสอบแบบทดสอบมีปัญหา	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แบบทดสอบที่ถูกต้อง และทดสอบอีกครั้งด้วยแบบทดสอบแผ่นใหม่

	แบตเตอรี่อ่อน	เปลี่ยนถ่านใหม่
	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ นอกเหนือช่วงอุณหภูมิ ในการทำงานที่กำหนด	วางเครื่องตรวจวัดไว้ใน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ การทำงานเป็นเวลา 30 นาที ก่อนจะเริ่มทำการทดสอบใหม่
	ใส่ตัวอย่างเลือดไม่พอ	ใส่ตัวอย่างเลือดเพิ่มเข้าไปใน แคบทดสอบเพื่อเดินทางใน เวลาไม่เกิน 30 วินาที

เครื่องตรวจวัดไม่เข้าสู่โหมดทดสอบหลังใส่แบบทดสอบ	
สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
แบบเตอร์อ่อน	เปลี่ยนถ่านใหม่ (และตั้งค่าวันที่และเวลา หากจำเป็น)
ใส่ถ่านผิดวิธี หรือไม่มีถ่านอยู่ในเครื่องตรวจวัด	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าถ่านถูกใส่ถูกวิธี
แบบทดสอบถูกใส่แบบกลับด้าน หรือถูกใส่เข้าไปในเครื่องตรวจวัดไม่สุด	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบบทดสอบถูกใส่ถูกวิธี
เครื่องตรวจวัดหรือแบบทดสอบชำรุด	ติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์
เลือดหรือวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในช่องใส่แบบทดสอบ	ติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

การทดสอบไม่ทำงานหลังใส่ตัวอย่างเลือดการทดสอบไม่ทำงานหลังใส่ตัวอย่างเลือด	
สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
แบบทดสอบชำรุด	ใช้แบบทดสอบแผ่นใหม่ตรวจวัดอีกครั้ง
ตัวอย่างเลือดถูกใส่เข้าไปหลังหมดเวลาการใช้งานและเครื่องปิดไปแล้ว	นำแบบทดสอบออกและ ใช้แบบทดสอบแผ่นใหม่ ตรวจวัดอีกครั้ง รอบกว่าสัญลักษณ์เลือดและแบบทดสอบปรากฏบนจอแสดงผล ก่อนใส่ตัวอย่างเลือดเข้าไป
เครื่องตรวจวัดหรือแบบทดสอบชำรุด	ติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

# ข้อมูลทางเทคโนโลยี

## คุณลักษณะ

รายละเอียดสินค้า	B-GM161 BT เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
วิธีการทดสอบ	GDH-FAD เอนไซม์ ใบโอเชอร์กูลูโคสต์ไฮโดรเจนส์ (Glucose dehydrogenase biosensor)
ขอบเขตการวัด	0.5 - 33.3 mmol/L (9 ~ 600 mg/dL)
ตัวอย่าง	เลือดจากเส้นเลือดฟ้อย เลือดจากหลอดเลือดดำ และเลือดของกระเพาะเกิด
ขนาดตัวอย่าง	ประมาณ 0.6 ไมโครลิตร
เวลาตอบสนอง	5 วินาที
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ประมาณ 1,000 ครั้ง
หน่วยการวัด	mmol/L หรือ mg/dL
หน่วยความจำ	1,000 ผลการตรวจวัดน้ำตาลรวมวันที่และเวลา
ขนาด	94.9 * 56.5 * 22.8 มม. (ย * ก * ส)
หน้าจอ	LCD มีไฟ

ขนาดหน้าจอ	35.4 * 30.9 มม. (ย * ส)
บ้ำหนัก	ประมาณ 50 กรัมไม่รวมถ่าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	10~90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บเครื่องตรวจวัด	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
	10 ~ 95% RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บและทดสอบ	1°C ~ 30°C (33.8°F ~ 86°F)
ระดับความสูง	สูงถึง 10,000 ฟุต (3,048 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล
อัมโนໂຕຣິຕ (HTC)	0% ~ 70%
อายุการเก็บรักษา	3 ปี

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องตรวจวัดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎบัตรกับคันแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน EN ISO 15197 : 2015

เกณฑ์พื้นฐานที่เลือกสำหรับการทดสอบกฎบัตรกับคันการคายประจุไฟฟ้าสกิดเป็นไปตาม มาตรฐาน EN 61326 : 2013 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเจิงต่ำ ไม่เกิดการรบกวน จากตัวเครื่องไปยังอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอื่น ๆ

# การกำจัดเครื่องตรวจวัด แอบกอดสอบ เข็บเจาะเลือด และถ่าน

## คำเตือน

- ทุกชิ้นส่วนที่มีการสับผัสด้วยเสือดจะถือว่ามีการปนเปื้อน (และมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะ)
- ในระหว่างการตรวจตามปกติ เครื่องตรวจวัดอาจมีการสับผัสด้วยเสือด
- หากภาเจ้าเลือดอาจถือเป็นของบีคム สำหรับการกำจัดของบีคุ โปรดดูข้อบังคับก่อนถึบ

โปรดอ้างอิงกฎหมายหรือข้อบังคับในก้องถึบเกี่ยวก้องกับการกำจัดของบีคุ และ/หรือ ผลิตพันธุ์ปันเปื้อน ติดต่อแพนกสุขภาพในก้องถึบหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อจัดการและกำจัดเครื่องตรวจวัด แอบกอดสอบ เข็บเจาะเลือด และถ่านที่ใช้งานแล้ว โปรดคำนึงถึงประสิทธิภาพไปนี้เมื่อต้องการกำจัดอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานแล้ว:

- คำนึงถึงการรีไซเคิลเครื่องตรวจวัดและถ่านในสถาบันที่เหมาะสม โปรดระวังว่า เครื่องตรวจวัดเป็นเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเป็นอันตราย (e-scrap) และควรได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ถ่านก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน และควรกำจัดอย่างถูกวิธี
- นำเข้าเครื่องตรวจวัดก่อนทำการรีไซเคิลหรือกำจัดก็ได้

\* 29 CFR 1910.1030 – เชื้อโรคที่ติดต่อทางเสือด

\* Directive 2002/96/EC – คำสั่งเกี่ยวกับขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

## การรับประคับ

LIFEBOX ASIA Co.,Ltd รับประคับว่าผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

ความรับผิดชอบของ LIFEBOX ASIA Co.,Ltd เกี่ยวกับการรับประคับแบบจำกัดนี้จะจำกัดเฉพาะการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบานตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ใดๆที่ล้มเหลวระหว่างการใช้งานตามปกติของผู้บริโภค

การรับประคับนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความล้มเหลวซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานในทางที่ผิด การละเลย อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลง การติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวเนื่องจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์กับบกพร่องพร้อมหลักฐาน

## การตรวจสอบย้อนกลับ

การตรวจสอบย้อนกลับของน้ำยาทดสอบมีการอ้างอิงจากเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีรุ่น YSI2500

เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีรุ่น YSI2500 เป็นวิธีการที่ใช้อ้างอิงในการประเมินความแม่นยำของผลตรวจระดับน้ำตาลกับน้ำจากเครื่องตรวจด้วยใช้ระบบวิเคราะห์ค่าของเครื่องปรับเทียบสำหรับค่า น้ำตาลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (SRM) 917c (D-Glucose)

ความเข้มข้น: 200 mg/dL

## ลักษณะการทำงาน

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้รับการประเมินทั้งในห้องปฏิบัติการและในการทดสอบทางคลินิก

ช่วง: ช่วงการแสดงผลของเครื่องตรวจวัดคือ 0.5 mmol/L ถึง 33.3 mmol/L (9 mg/dL ถึง 600 mg/dL) ข้อความ “HI” และ “Lo” บ่งบอกถึงผลตรวจนอกเหนือช่วงการตรวจวัดนี้

ความแม่นยำ: ความแม่นยำของระบบได้รับการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากเส้นเลือดฟอยของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจากเครื่องวิเคราะห์น้ำตาลซึ่งเป็นเครื่องมือใบห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ความแม่นยำสำหรับความเข้มข้นของน้ำตาล  $< 5.55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ )

ไม่เกิน $\pm 0.28 \text{ mmol/L}$ (ไม่เกิน $\pm 5 \text{ mg/dL}$ )	ไม่เกิน $\pm 0.56 \text{ mmol/L}$ (ไม่เกิน $\pm 10 \text{ mg/dL}$ )	ไม่เกิน $\pm 0.83 \text{ mmol/L}$ (ไม่เกิน $\pm 15 \text{ mg/dL}$ )
128/174 (73.6%)	174/174 (100.0%)	174/174 (100.0%)

เมื่อระดับกลูโคสในเลือดต่ำกว่า  $5.55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) 100% ของผลตรวจวัดน้ำตาลที่วัดได้ไม่ควรเกิน  $\pm 0.83 \text{ mmol/L}$  ( $\pm 15 \text{ mg/dL}$ ) ของผลตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ความแม่นยำสำหรับความเข้มข้นของน้ำตาล  $\geq 5.55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ )

ไม่เกิน $\pm 5\%$	ไม่เกิน $\pm 10\%$	ไม่เกิน $\pm 15\%$
389/426 (91.3%)	424/426 (99.5%)	426/426 (100.0%)

เมื่อกลูโคสในเลือดต่ำกว่า  $5.55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) 100% ของผลตรวจวัดน้ำตาลที่วัดได้ไม่ควรเกิน  $\pm 15\%$  ของผลตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 3 ผลตรวจความแม่นยำสำหรับความเข้มข้นของน้ำตาลระหว่าง  $0.5 \text{ mmol/L}$  ( $9 \text{ mg/dL}$ ) และ  $33.3 \text{ mmol/L}$  ( $600 \text{ mg/dL}$ )

ไม่เกิน $\pm 0.83 \text{ mmol/L}$ or $\pm 15\%$ (ไม่เกิน $\pm 15 \text{ mg/dL}$ or $\pm 15\%$ )
600/600 (100%)

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถเปรียบเทียบกับวิธีการของห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่ำที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดไว้ใน EN ISO 15197 : 2015

## ความแปรบันยำ:

การประเมินความสามารถในการกำช้ำที่ดำเนินการกับเลือดดำและการประเมินความแปรบันยำระดับกลาโงที่ดำเนินการกับชุดควบคุม

ความแปรบันยำระดับกลาโง	ค่าเฉลี่ยน้ำยาตัดสอ 2.4 mmol/L SD = 0.13 mmol/L ค่าเฉลี่ยน้ำยาตัดสอ 7.5 mmol/L CV = 3.1% ค่าเฉลี่ยน้ำยาตัดสอ 20.8 mmol/L CV = 2.5%
การกำช้ำ	ค่าเฉลี่ยเลือด 2.4 mmol/L SD = 0.13 mmol/L ค่าเฉลี่ยเลือด 5.0 mmol/L SD = 0.18 mmol/L ค่าเฉลี่ยเลือด 7.5 mmol/L CV = 3.3% ค่าเฉลี่ยเลือด 12.2 mmol/L CV = 2.4% ค่าเฉลี่ยเลือด 20.8 mmol/L CV = 2.4%

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปรียบเทียบกับแม่น้ำกันขึ้นระหว่างผลการตรวจวัดของอุปกรณ์ และผลการตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พื้นฐานดังนี้:

### ก่อนไปที่ห้องปฏิบัติการ

- ทำการทดสอบด้วยน้ำยาตัดสอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง
- งดรับประทานอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด
- นำเครื่องตรวจไปที่ห้องปฏิบัติการ

### ระหว่างอยู่ในห้องปฏิบัติการ

- ทำการทดสอบเครื่องตรวจวัดภายใน 15 นาทีของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- ใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้วเลือดจากหลอดเลือดดำและเลือดของกระเพาะ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดจากคู่มือการใช้งานนี้เพื่อกำการตรวจน้ำตาลในเลือดผ่านอุปกรณ์ของคุณ

## សញ្ញាណកម្មណី

	គិតថាគារប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន
	គ្រឿងម៉ោងដៃអាមេរិក
	លំនាតលេខាដីឡូ
	ចំណាំគ្រប់គ្រង
	លំនាតលេខាចុះការផលិត
	ផ្លូវការផលិត
	មែនបានធ្វើការកណ្តាល $\Sigma$ គ្រឹង
	អូនក្នុងក្រុងការរៀបចំ
	គ្រប់គ្រង
	បានបានបាន
	គ្រប់គ្រងក្នុងការរៀបចំ

	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EC Directive IVDD (98/97/EC) เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย ภายนอกร่างกาย “xxxx” คือหมายเลขอرجานิวัต์ของ Notified Body (NB)
	เก็บให้แห้ง
	โปรดกำจัดขยะตามระบบข้อบังคับในท้องถิ่น
	กระถาง
	ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในประเทศยุโรป

## ภาคผนวก

1. Use of Fingerstick Devices on More Than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens: Initial Communication, (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>. Accessed June 8, 2011
2. CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens, (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesB-GM.html>. Accessed June 8, 2011

3. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), William A. Rutala, Ph.D., M.P.H., and David J. Weber, M.D., M.P.H. Centers for Disease Control and Prevention, 2008. "Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Atlanta."

**Shopping**

@lifeboxth

@lifebox

**Customer Service**

@lifebox.sv

**Product Owner:** Lifebox Asia Company Limited  
Address: 26, Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai,  
Phra Khanong, Bangkok Thailand 10260 Tel. : 065-507-8989

เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ไลฟ์บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด  
เลขที่ 26 ช.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เมืองกรุงเทพฯ 10260  
ช่องทางการติดต่อ: เบอร์โทรศัพท์ 065-507-8989  
หรือศูนย์บริการหลังการขาย 065-507-1923 Line : @lifebox.sv

Tel : 065-507-8989  
08.2024\_REV0000